

使用 Protein A 和链霉亲和素 IMCStips 进行磷酸酪氨酸肽的自动化免疫亲和富集

Sunil Hwang^{*1}, Todd Mullis², Michael Walla², Matthew Manter¹, Jingyun Lee³, Christina M Furdui³, L. Andrew Lee¹

¹Integrated Micro-Chromatography Systems, LLC, Columbia, SC; ²University of South Carolina, Columbia, SC; ³Wake Forest School of Medicine, Winston-Salem, NC

摘要

- 建立了用于高通量样本前处理的自动化 Protein A 与链霉亲和素免疫亲和富集流程
- 基于抗磷酸酪氨酸抗体、Protein A / 链霉亲和素 IMCStips 技术平台，实现了超过 1000 种磷酸酪氨酸肽段的鉴定
- 通过采用 Hamilton® Microlab STAR 自动化工作站与 IMCStips 技术，达成了超过 94% 的磷酸酪氨酸肽段富集特异性

简介

蛋白质磷酸化的信号转导是真核细胞存活、维持与死亡的关键调控机制⁽¹⁻⁴⁾。目前，通过使用 IMCStips 技术结合自动化液体处理系统，基于固定化金属亲和色谱（IMAC）与二氧化钛（TiO₂）的磷酸丝氨酸与磷酸苏氨酸肽段的全局富集方法已成功优化。然而，由于磷酸酪氨酸（p-Tyr）肽段在整体磷酸化事件中的化学计量比极低⁽⁵⁻¹¹⁾，使用上述方法富集磷酸酪氨酸肽段的效率较差。本文介绍一种利用分散式移液萃取技术（IMCStips）进行抗磷酸酪氨酸抗体富集的方法。该方法采用自动化液体处理系统富集磷酸酪氨酸肽段，实现了高通量、重复性高的样本制备。

方法

结直肠癌细胞 HCT116 经 5 mM H₂O₂ 和 Na₃VO₄ 处理 30 分钟后，使用含蛋白酶与磷酸酶抑制剂混合物的 8 M 尿素缓冲液裂解。添加 10 mM 二硫苏糖醇于 56°C 反应 30 分钟以还原二硫键，随后加入 50 mM 碘乙酰胺在避光条件下进行 30 分钟巯基烷基化，继而在 37°C 进行过夜胰蛋白酶消化。

实验使用购自 Cell Signaling Technology 公司的 p-Tyr-100 及 p-Tyr-1000 抗磷酸酪氨酸抗体（含/不含生物素标签），以及购自 Millipore Sigma 公司的 4G10 抗磷酸酪氨酸抗体（含/不含生物素标签）。针对自动化样本处理，我们 Hamilton® Microlab STAR 工作站开发了 IMCStips 操作方法（图1）。

磷酸酪氨酸肽段使用 0.1% 甲酸水溶液洗脱并彻底干燥，冻存于 -80°C。复溶于 20 µL 含 3% 乙腈与 0.5% 甲酸的溶液后进行 LC-MS/MS 分析。

为测定富集肽段总量，采用 UPLC TSQ Endura 三重四极杆质谱仪进行定量分析（优化条件数据未展示）。针对全局磷酸化肽段鉴定，使用 Q Exactive™ HF 高分辨质谱联用 Ultimate 3000 nano x0002_UHPLC 分析混合抗体富集样本。采用数据依赖采集模式：每次全扫描后选取前 20 个最强离子进行 MS/MS 碎裂，动态排除时间设为 10 秒。

针对单一抗体的评估实验，样本复溶于 10 µL 含 20 mM 柠檬酸与 2% 乙腈的溶液，进样 4 µL。在 Waters nano-ACQUITY UPLC 系统使用 25 cm × 75 µm HSS T3 C18 色谱柱（55°C），以 0.4 µL/min 流速进行 90 分钟乙腈梯度（3-30%，含 0.1%甲酸）分离，

随后通过 Thermo Fusion Lumos 质谱仪分析（MS1 分辨率 120k，MS2 HCD 碎裂分辨率 15k）。

使用 Proteome Discoverer v2.2（Thermo Scientific）的 Sequest HT 算法检索人源 UniProt 蛋白质数据库（2017年3月版，20,119条序列）。检索参数设置：仪器类型 FT-trap，母离子质量误差容忍 10 ppm，碎片离子误差容忍 0.02 Da（单同位素），可变修饰包括甲硫氨酸氧化（+15.995 Da）及丝氨酸/苏氨酸/酪氨酸磷酸化（+79.966 Da），固定修饰为半胱氨酸氨基甲酰甲基化（+57.021 Da）。

采用 Venny 及 Venn diagram 在线工具进行数据独特组分与共有组分分析^(12,13)，通过 STRING（v10.5）与 DAVID（v6.8）在线工具完成通路分析、功能注释及数据挖掘^(14,15)。

结果

对Hamilton® Microlab STAR 工作站的优化

